

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodleżynowy-z-kompresorem-p-1545.html>



## Materac przeciwodleżynowy z kompresorem

Numer katalogowy **GM-TKS 2012-A**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Materac przeciwodleżynowy** poprzez cykliczną zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry.

Wykorzystywany w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz leczeniu odleżyn do I stopnia (wg NPUAP/EPUAP).

#### Cechy produktu:

- wykonany z wytrzymałego PCV
- struktura bąbelkowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 110 kg

**Czas cyklu:** 12 min

**Zakres ciśnienia:** 70-120 mmHg

**Przepływ:** 5-6 l/min

**Maksymalne obciążenie materaca:** 110 kg

**Wymiary materaca:** 199 x 88 x 8 cm

**Waga materaca:** 2,35 kg

**Waga pompy:** 1,4 kg

**Zasilanie:** AC 220V-230V 50Hz

**Pobór mocy:** 7W