

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-przeciwodleżynowy-z-kompresorem-p-1545.html>



Materac przeciwodleżynowy z kompresorem

Numer katalogowy **GM-TKS 2012-A**

Producent **Timago**

Opis produktu

Materac przeciwodleżynowy poprzez cykliczną zmianę punktów podparcia osoby leżącej minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstawanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry.

Wykorzystywany w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz leczeniu odleżyn do I stopnia (wg NPUAP/EPUAP).

Cechy produktu:

- wykonany z wytrzymałego PCV
- struktura bąbelkowa
- poprzeczne komory
- pompa zasilająca do 110 kg

Czas cyklu: 12 min

Zakres ciśnienia: 70-120 mmHg

Przepływ: 5-6 l/min

Maksymalne obciążenie materaca: 110 kg

Wymiary materaca: 199 x 88 x 8 cm

Waga materaca: 2,35 kg

Waga pompy: 1,4 kg

Zasilanie: AC 220V-230V 50Hz

Pobór mocy: 7W