

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:25

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-rehabilitacyjny-3-czesciowy-404-p-7199.html>



## Materac rehabilitacyjny 3-częściowy 404

Numer katalogowy	<b>9237</b>
Producent	<b>Rehafund</b>



### Opis produktu

- idealny przy rehabilitacji, ćwiczeniach i gimnastyce w ośrodkach fitness oraz w warunkach domowych
- materac wykonany z nietoksycznej i antyalergicznego pianki poliuretanowej
- można go łatwo złożyć w poręczną walizkę
- pokryty trwałą, wodoodporną i zmywalną tkaniną
- wymiary (dł. x szer. x wys.): 195 x 85 x 5 cm