

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-szpitalny-w-pokrowcu-bawelnianym-zmywalnym-oraz-paroprzepuszczalnym-p-1550.html>



Materac szpitalny w pokrowcu bawełnianym zmywalnym oraz paroprzepuszczalnym

Numer katalogowy **R-BAW, R-ZM**

Producent **Timago**

Opis produktu

Specjalna sprężysta gąbka poliuretanowa przyczynia się do równomiernego i pełno kontaktowego oparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa i dodatkowo oddziałuje na spoczynkową regulację napięcia mięśniowego. Nie upośledza funkcji oddechowej, krążeniowej i trawiennej. Materac zapewnia pewne podtrzymanie użytkownika oraz pozwala na odwzorowanie pozycji ułożeniowych. Pokrowiec wykonany z tkaniny paroprzepuszczalnej umożliwiającej oddychanie skóry i odprowadzanie wilgoci przez co pacjent się nie poci.

Cechy produktu:

- pianka poliuretanowa
- pokrowiec z tkaniny bawełnianej, zmywalnej,

bądź paroprzepuszczalnej

- pokrowce zabezpieczają materac przed zabrudzeniem
- zapinany na zamek

Wymiar: 200 x 90 x 10 cm

Waga: 5,40 kg

Max obciążenie: 100 kg

Gęstość pianki: 25 kg/m³