

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-typu-gofer-w-pokrowcu-paroprzepuszczalnym-p-1551.html>

## Materac typu gofer w pokrowcu paroprzepuszczalnym



Numer katalogowy

**R-GOFF**

Producent

**Timago**

### Opis produktu

Specjalna konstrukcja materaca w postaci wcięć, powoduje ciągły przepływ powietrza pomiędzy ciałem a materacem chłodząc i zapobiegając powstawaniu odleżyn. Zastosowanie gąbki o odpowiedniej sprężystości sprawia, iż podczas leżenia materac dopasowuje się automatycznie i indywidualnie do użytkownika, równomiernie rozkładając ciężar ciała zachowując naturalne krzywizny kręgosłupa. Nie upośledza funkcji oddechowej, krążeniowej i trawiennej.

#### Cechy produktu:

- pianka poliuretanowa
- pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej zabezpiecza

materac przed zamoczeniem i zabrudzeniem

- możliwość prania w wysokiej temperaturze
- zapinany na zamek

**Wymiar:** 200 x 90 x 12 cm

**Waga:** 5,40 kg

**Max obciążenie:** 100 kg

**Gęstość pianki:** 25 kg/m<sup>3</sup>