

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-zmiennociśnieniowy-asx-basic-novacare-rurowy-do-ii-stopnia-zagrozenia-odleżynami-w-skali-czterostopniowej-epuap-p-1319.html>



## Materac zmiennociśnieniowy ASX Basic Novacare - rurowy do II stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP

Numer katalogowy	<b>ASX Basic Novacare</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

**ASX Basic** - wysokiej klasy materac zmiennociśnieniowy rurowy. Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia włącznie.

#### POMPA:

- Wymiary: 300 x 190 x 120 mm (L x B x H).
- Waga: ca. 3 kg.
- Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z trwałą membraną wykonaną z PU z uchwyty do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze.
- Zmienny cykl pracy (10 min).
- Tryb statycznych pracy dla pacjentów wrażliwych na ból.
- Alarm niskiego ciśnienia (wizualny i akustycznych).
- Regulacja ciśnienia-płynna z podziałką kg.,

#### MATERAC:

- Wymiary ~ 200 x 80/90 x 14 cm.
- Waga: ca. 4 kg.
- 18 komór dynamicznych, 3 statyczne komory głowy.
- Komory z mikroperforacją.
- Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wew. zabezpieczeniami przed zgięciem( z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu).
- Zawór reanimacyjny CPR.
- Funkcja transportowa,

#### MATERIAŁY WYKORZYSTANE:

---

**Komory :**

- Nylon/ TPU gwarantuje olbrzymią trwałość, możliwość wymiany poszczególnych komór materaca.

**Pokrowiec:**

- Nylon z PU oddychający zapinany na zatrzaski.
- Wodoszczelny i paroprzepuszczalny.
- Max. Waga pacjenta: **130 kg**.