

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-zmiennociśnieniowy-babelkowy-do-i-stopnia-zagrozenia-odleżynami-w-skali-czterostopniowej-epuap-mat-x1-p-1316.html>



Materac zmiennociśnieniowy - bąbelkowy do I stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP. MAT X1

Numer katalogowy	MAT X1
Producent	Vermeiren

Opis produktu

MAT X1 podstawowy materac zmiennociśnieniowy . Skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do I stopnia . Zaleca się stosowanie materaca razem z dodatkowym materacem gąbkowym tzw. podkładem , dla lepszej stabilizacji materac wyposażony jest w kołnierz , który zawinięty jest na podkładzie.

Materac:

- kolor: beżowy
- materiał: PVC
- max. obciążenie: 125 kg
- rozmiar: 200 x 90 x 6,5 cm
- waga: 2 kg.

Pompa:

- zasilanie: 220V / 50HZ , 8W
- wydajność: 6 l / min.
- zakres ciśnienia: 25-100 mmHg
- cykl pracy: 5 min. - 10 min.
- bezpiecznik: 1,5 A -250V
- waga: 1,2 kg