

Link do produktu: <https://akmed.pl/materac-zmiennociśnieniowy-mat-x3-rurowy-do-ii-stopnia-zagrozenia-odleżynami-w-skali-czterostopniowej-epuap-p-1318.html>



## Materac zmiennociśnieniowy MAT X3 - rurowy do II stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP

Numer katalogowy	<b>MAT X3</b>
Producent	<b>Vermeiren</b>

### Opis produktu

**MAT X3** rurowy materac zmiennociśnieniowy . Niezwykle skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia EPUAP/NPUAP włącznie. Materac składa się z 18 wymiennych komór wysokich na 11,4 cm . Zaleca się stosowanie materaca razem z dodatkowym materacem gąbkowym.

#### Materac:

- kolor: granatowy
- komory: 18 wypinanych na klipsy
- materiał: Nylon-PVC
- pokrowiec: Nylon
- max. obciążenie: 130 kg
- rozmiar: 200 x 90 x 11,4 cm
- waga: 6,5 kg.
- pokrowiec: nylon

#### Pompa:

- zasilanie: 220V / 50HZ , 8W
- wydajność: 6 l / min.
- zakres ciśnienia: 25-100 mmHg
- cykl pracy: 5 min. - 10 min.
- bezpiecznik: 1,5 A -250V
- waga: 1,2 kg