
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:59

Link do produktu: <https://akmed.pl/mechaniczna-waga-lazienkowa-beurer-ms-01-p-4677.html>

Mechaniczna waga łazienkowa BEURER MS 01



Numer katalogowy	MS 01 B AGITO
Kod producenta	MS 01 B AGITO
Kod EAN	4211125710057
Producent	Beurer

Opis produktu

Ta mechaniczna waga łazienkowa to podstawowy model do każdej łazienki. Posiada czytelny analogowy wskaźnik wagi i antypoślizgową powierzchnię.