

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/mechaniczna-waga-lazienkowa-beurer-ms-01-p-4677.html>

## Mechaniczna waga łazienkowa BEURER MS 01



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Numer katalogowy | <b>MS 01 B AGITO</b> |
| Kod producenta   | <b>MS 01 B AGITO</b> |
| Kod EAN          | <b>4211125710057</b> |
| Producent        | <b>Beurer</b>        |

### Opis produktu

Ta mechaniczna waga łazienkowa to podstawowy model do każdej łazienki. Posiada czytelny analogowy wskaźnik wagi i antypoślizgową powierzchnię.