
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 20:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/mechaniczna-waga-lazienkowa-beurer-ms-50-p-4678.html>

Mechaniczna waga łazienkowa BEURER MS 50



Numer katalogowy	MS 50 B
Kod producenta	MS 50 B
Kod EAN	4211125716004
Producent	Beurer

Opis produktu

Ta mechaniczna waga łazienkowa to klasyczny model reprezentujący aktualny trend retro. Posiada czytelny analogowy wskaźnik wagi z pełną skalą oraz antypoślizgową powierzchnię ważenia.