

Link do produktu: <https://akmed.pl/miekki-kolnierz-ortopedyczny-protectcollar-soft-p-7913.html>



Miękki kołnierz ortopedyczny protect.Collar soft

Numer katalogowy **9825**

Producent **Medi**

Opis produktu

Miękki kołnierz ortopedyczny

Wskazania

- zespoły bólowe
- nadrucliwość szyi
- problemy reumatyczne
- nadmierne napięcie mięśni karku
- uraz zgięciowo - odgięciowy kręgosłupa szyjnego
- zwyrodnieniowe zmiany kręgosłupa szyjnego

Zasada działania

- stabilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa
- funkcja ocieplania
- ograniczenie ruchu

Właściwości

- anatomiczny kształt
- materiał przyjazny dla skóry
- dostępny w 3 różnych wysokościach dla każdego rozmiaru
- dostępne kolory: piaskowy i niebieski

protect.Collar soft

miar

obwód szyi

rozmiar

cm

wysokość w cm

numer artykułu

numer artykułu

1	29 - 35	7	piaskowy	niebieski
2	36 - 42	7	G.800.071	G.800.571
3	43 - 49	7	G.800.072	G.800.572
4	50 - 58	7	G.800.073	G.800.573
			G.800.074	G.800.574
1	29 - 35	9	G.800.091	G.800.591
2	36 - 42	9	G.800.092	G.800.592
3	43 - 49	9	G.800.093	G.800.593
4	50 - 58	9	G.800.094	G.800.594
1	29 - 35	11	G.800.111	G.800.511
2	36 - 42	11	G.800.112	G.800.512
3	43 - 49	11	G.800.113	G.800.513
4	50 - 58	11	G.800.114	G.800.514

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV

Kolor: granatowy , piaskowy

Wysokość: 11 cm , 7 cm , 9 cm