


Link do produktu: <https://akmed.pl/mobilne-lozko-thevo-sleeping-star-p-1578.html>

Mobilne łóżko Thevo Sleeping Star



Numer katalogowy

THEVO

Producent

Timago

Opis produktu

Mobilne łóżko Thevo Sleeping Star składa się z stelaża wykonanego z systemu specjalnych łopatek zamocowanych na giętkich poprzeczkach wykonanych z PCV i włókna szklanego, zawieszonych w systemie gum oraz materaca o innowacyjnej komorowej konstrukcji.

Łóżko wpływa na układ nerwowy dziecka zapewniając zrównoważenie napięcia mięśniowego. Zapewnia dziecku rozluźnienie w obrębie przyczepów mięśniowych, nie dopuszczając do nadmiernych napięć. Materac odpowiednio podpierając i odciążając równoważy stosunek pomiędzy relaksem a ruchem, sprawia, że sen jest głębszy, dłuższy i bardziej komfortowy. System mikrostimulacji wpływa na prawidłową postawę.

Poszewka materaca wykonana jest z oddychającej, paroprzepuszczalnej, zmywalnej tkaniny. Łóżko dzięki swojej lekkiej konstrukcji łatwo się zwija i jest proste w transporcie.

Cechy:

- wspiera i promuje mobilność dziecka
- wywiera pozytywny wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy
- hamuje przewodnictwo bodźców bólowych
- hamuje spastykę (nadmierne napięcie mięśniowe)
- ułatwia zasypianie
- zapewnia długi, spokojny sen
- poprawia jakość życia dziecka i rodziny
- równoważy stosunek pomiędzy ruchem i relaksem
- nie wywiera działań niepożądanych

materac rozm. 60 x 120cm obc. max 60kg KOD TH 61300/6

materac rozm. 70 x 140cm obc. max 60kg KOD TH 61310/6

materac rozm. 90 x 170cm obc. max 60kg KOD TH 61360/6

materac rozm. 90 x 200cm obc. max 60kg KOD TH 64421/6

materac rozm. 100 x 200cm obc. max 60kg KOD TH 64420/6

materac rozm. 140 x 200cm obc. max 60kg KOD TH 64446/6