

Link do produktu: <https://akmed.pl/mobilny-koncentrator-tlenu-igo-p-7273.html>



Mobilny koncentrator tlenu iGO

Numer katalogowy	10632
Producent	Rehafund

Opis produktu

- wyposażony w wózek z torbą co pozwala pacjentowi na korzystanie z tlenu także poza domem np. na spacerze, w samochodzie, również w samolocie.
- zapewnia dostęp do tlenu nawet przez 5,4 h.
- wizualne i dźwiękowe alarmy wskazujące niski poziom stężenia tlenu, brak zasilania, spadek ciśnienia, niski stan baterii, brak oddechu przy pracy pulsacyjnej, zbyt wysoką temperaturę i konieczność naprawy serwisowej
- dwa tryby pracy: ciągły i pulsacyjny
- możliwość podłączenia nawilżacza (tylko przy pracy ciągłej)

Wymiary (Wys. x Szer. x Dł.)	Dimensions(H x W x L)	38 x 28 x 20 cm
Zasilanie	Power supply	AC - 90-264 V, 50-60 Hz DC - 12 V
Regulowany przepływ tlenu	Adjustable oxygen flow	ciągłe/continuous 1.0 l/min - 3.0 l/min.
Waga	Weight	PulseDose 1.0 l/min. - 6.0 l/min. without batteries - 7.0 kg, with battery - 8.6 kg
Stężenie tlenu	Oxygen concentration	91% (+/- 3%)
Poziom hałasu	Sound level	Continuous mode 47.8 dB, PulseDose mode 40 dB.