

Link do produktu: <https://akmed.pl/modulowa-orteza-unieruchamiajaca-konczynie-dolna-am-tud-kd-03-p-2032.html>



Modułowa orteza unieruchamiająca kończynę dolną AM-TUD-KD-03

Numer katalogowy	AM-TUD-KD-03
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

MASZ DUŻĄ DYSPROPORCJĘ W OBWODACH UDA I ŁYDKI? POTRZEBUJESZ ORTEZY POOPERACYJNEJ NA KOLANO, ALE STANDARDOWE ROZMIARY ORTEZ SĄ NIEODPOWIEDNIE?

WYPRÓBUJ NASZĄ UNIWERSALNY TUTOR AM-TUD-KD-03 I PRZEKONAJ SIĘ JAKIE TO PROSTE!

Orteza kończyny dolnej **AM-TUD-KD-03** to innowacyjne podejście do projektowania i konstruowania ortezy ortopedycznych. Cechą szczególną tej ortezy jest to że jest ona **uniwersalna obwodowo**, co pozwala na lepsze – bardziej uniwersalne jej dopasowanie do każdego rodzaju kończyny. Nie bez znaczenia jest to również dla sklepów medycznych, gdyż funkcja ta pozwala na zdecydowane ograniczenie stanów magazynowych.

Wyrób wyposażono w komplet **anatomicznie ukształtowanych długich szyn bocznych**, wyposażonych w **plastikowe zakończenia z taśmami Velcro**.

Dzięki tej konstrukcji, nasze szyny możesz zamontować w dowolnym miejscu rękawa, przez co sam określisz jakiego obwodu ortezy potrzebujesz. Nasze odczepiane szyny boczne zostały anatomicznie dopasowane do kształtu kończyny, przez co funkcja stabilizacyjna ortezy została doprowadzona do perfekcji.

Ponadto, orteza posiada **taśmy obwodowe uda i podudzia oraz uniwersalne taśmy nad i podkolanowe**, pokryte antymigracyjnym **silikonem**, które możesz przycinać wedle potrzeby.

TYLKO 4 KROKI DO PEŁNEJ REGULACJI OBWODU!

Jak to działa?

- Zapnij rękaw ortezy na nogę
- Przypnij szyny w pożądanym miejscu w osi bocznej stawu kolanowego zabezpiecz pasami Velcro
- Zabezpiecz kłykcie kości udowej
- Ustaw, poprzez przycięcie, odpowiedni obwód pasa nad i podkolanowego

Orteza została wykonana z bardzo komfortowego surowca **ActivDistance II** o charakterystyce samoszczepnej.

Anatomicznie wyprofilowany rękaw ortezy został wyposażony w dwie długie, wyprofilowane szyny tylne, których zadaniem jest

skuteczna, tylna stabilizacja kończyny dolnej i zapobieganie przeprostowi.

Nasz tutor AM-TUD-KD-03 to najlepsza, dostępna na rynku orteza pourazowa lub pooperacyjna przeznaczona do unieruchomienia kończyny dolnej.

Przeznaczenie

Ortezę unieruchamiającą kończynę dolną w wyproście AM-TUD-KD-03 można stosować w przypadku:

1. zwichnięć stawu kolanowego,
2. skręceń stawu kolanowego,
3. niestabilności bocznej kolana,
4. uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
5. po rekonstrukcji więzadeł kolana,
6. we wczesnym okresie po innych zabiegach operacyjnych stawu kolanowego,
7. po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia).