

Link do produktu: <https://akmed.pl/modulowy-gorset-ortopedyczny-ms-t-01Iso-p-2418.html>

## Modułowy gorset ortopedyczny MS-T-01/LSO



Numer katalogowy **MS-T-01/LSO**

Producent **Reh4Mat**

### Opis produktu

**JESTEŚ LEKARZEM BĄDŹ TERAPEUTĄ?  
TWOI PACJENCI ŹLE ZNOSZĄ REKOWALESCENCJĘ W TRADYCYJNYCH I NIWYGODNYCH RAMOWYCH GORSETACH  
JEWETTA?  
SZUKASZ DLA NICH STABILNEGO, TRWAŁEGO LECZ UNIWERSALNEGO ROZWIĄZANIA?  
POZNAJ NASZ INNOWACYJNY SYSTEM GORSETÓW SPINEfit, KTÓRY ZAPEWNI TWOIM PACJENTOM KOMFORT I  
BEZPIECZENSTWO!**

### **CZYM JEST MODULARNY SYSTEM GORSETÓW SPINEfit?**

Gorsety serii **SPINEfit** to nowoczesne podejście do kwestii zaopatrzenia pacjenta po urazach kręgosłupa. Wprowadzeniu do produkcji tej grupy modularnych wyrobów medycznych o uniwersalnej konstrukcji, przyświecała innowacyjna zasada REH4MAT o nazwie **MiniMax (minimum wyrobu - maximum efektu)**. Gorsety te oferują niespotykaną wręcz na rynku ortopedycznym stabilizację kręgosłupa, połączoną z indywidualnym dopasowaniem dla danego pacjenta.

Gorsety **SPINEfit** doskonale przylegają całą powierzchnią do ciała użytkownika, przez co odciążają kręgosłup, skutecznie go stabilizują i nie powodują poprzez miejscowy nacisk powstawania odleżyn. Poza szynami kręgosłupowymi, wszystkie ich elementy są elastyczne, łatwo dopasowujące się do figury pacjenta oraz bardzo cienkie, co powoduje, że są wyjątkowo komfortowe w użytkowaniu. Dodatkowo gorsety te posiadają **modułowy przyrostowy bądź ubytkowy poziom stabilizacji**, w zależności od potrzeb pacjenta i jego postępów w rekonwalescencji. Można je **dowolnie obniżyć i podwyższyć, poszerzać lub zwęźać**, a dzięki systemowi modularnemu, **rozbudowywać bądź zawęźać ich konstrukcję**. Wszystkie elementy poszczególnych typów gorsetów serii **SPINEfit** pasują do siebie wzajemnie, co powoduje że można je dowolnie wymieniać.

Wyjątkowość tego rozwiązania powoduje, że nasze gorsety **SPINEfit** są naprawdę elastyczne, bardzo łatwe do regulowania i niesamowicie lekkie!

**SPINEfit** to najlepsze rozwiązanie dla Twojego kręgosłupa oraz dla Twojego lekarza i fizjoterapeuty, gdyż gwarantuje im oszczędność czasu, łatwość i pewność dopasowania gorsetu oraz skuteczność zaopatrzenia ortopedycznego.

W zależności od rodzaju, nasze gorsety serii **SPINEfit** przeznaczone są do stabilizacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i częściowo czołowej oraz odciążenia kręgosłupa w różnych jego odcinkach, odpowiednio dopasowanych do schorzenia konkretnego pacjenta.

---

## MS-T-01/LSO - MODUŁOWY GORSET ORTOPEDYCZNY SPINEfit 1LSO

Jest to bardzo mocna ramowa orteza odcinka lędźwiowo-krzyżowego o regulowanej wysokości i regulowanym obwodzie. Zakres stabilizacji gorsetu **MS-T-01/LSO** rozciąga się od 9 kręgu piersiowego (Th9) do 5 kręgu lędźwiowego (L5).

Przednia część ortozy nie obejmuje klatki piersiowej, także pozwala pacjentowi na swobodne oddychanie. Tylne solidne ramy metalowe bardzo skutecznie stabilizują odcinek lędźwiowo-piersiowy kręgosłupa.

Cztery elastyczne ramy boczne wykonane z ABS-u doskonale dopasowują się do ciała pacjenta, stabilizując kręgosłup w płaszczyźnie strzałkowej.

Elementem kompresyjnym gorsetu **SPINEfit1LSO** jest elastyczna, doskonale dopasowująca się do ciała pacjenta orteza lędźwiowo-piersiowa, wykonana z wysokiej jakości gumy ortopedycznej **AirRubber**, wyposażona w fiszbinę i stątki ortopedyczne, zapięcia przednie i tylne system regulacji obwodowej.

Ośłona tylnej ramy o regulowanej wysokości została wykonana z bardzo przyjaznego dla skóry surowca **ACTIV EXPANSE**. W osłonie tej dodatkowo zamontowano mechanizm regulacji obwodowej ortozy lędźwiowo-piersiowej.

Do ram bocznych gorsetu **SPINEfit 1LSO** zamontowano obrotowe demontowalne klamrypoliamidowe, które doskonale dostosowują się do figury pacjenta.

W przypadku konieczności korekty obwodu wyrobu, klamry odkręca się i przykręca w innym miejscu ramy bocznej. W uzasadnionych przypadkach zbędną część ramy bocznej i znajdującej się pod nią wyściółki można odciąć.

Do klamer obwodowych zamontowano dwustronnie szczepne zapięcia o regulowanej długości.

## MS-T-01/LSO - MODUŁOWY GORSET ORTOPEDYCZNY SPINEfit 1LSO - charakteryzuje się:

1. Bardzo mocną **stabilizacją lędźwiowo-piersiową w zakresie L5-Th9**
2. **Elastyczną konstrukcją ortozy i regulowanym obwodem gorsetu**
3. **Wolną klatką piersiową** pacjenta, co ułatwia oddychanie
4. **Regulowaną wysokością ramy tylnej i elastycznych ram bocznych**
5. **Regulowanymi przednimi pasami dociągowymi** z dwustronną funkcją samoszczepną
6. **Łatwą regulacją i komfortowymi właściwościami** użytkowania
7. Wysoką **wytrzymałością**
8. **Konstrukcją dedykowaną** dla danego pacjenta i jego schorzenia
9. Wykonaniem wg zasady **MiniMax (minimum wyrobu - maximum efektu)**.
10. **Terapią celowaną**, czyli wsparciem tylko w miejscu występowania bólu lub urazu, połączonym z pewnością unieruchomienia, dzięki czemu gorset niepotrzebnie nie ogranicza ruchów pacjentowi.

## GORSET SPINEfit1LSO TO NOWA JAKOŚĆ W ZAOPATRZENIU ORTOPEDYCZNYM PACJENTÓW Z URAZAMI KRĘGOSŁUPA.

### Przeznaczenie

- ostre zespoły bólowe obszarów lędźwiowo-krzyżowych oraz piersiowych,
- dyskopatia wielopoziomowej,
- niestabilność kręgosłupa,
- kręgoszyk lędźwiowy,
- rwa kulszowa,
- zmiany nowotworowe trzonów kręgosłupa,
- zwyrodnienia kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym,
- po zabiegach operacyjnych ( ortopedia, neurochirurgia),
- po zdjęciu unieruchomienia gipsowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz piersiowym jako stabilizator.
- niektóre wady postawy.

### Zasada MiniMax

**MiniMax** to nadrzędna zasada firmy REH4MAT, która skupia *maximum efektu w minimum wyrobu*. Projektując nasze wyroby,

---

w dużej mierze skupiamy się na ich efektywności, w której, oprócz funkcjonalności, istotną rolę odgrywa wielkość wyrobu. Unikatowe konstrukcje naszych ortez zapewniają maksimum bezpieczeństwa i ochrony przy zachowaniu niewielkich gabarytów. To pozwala na ich swobodne stosowanie w obuwiu sportowym czy pod ubraniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M