

Link do produktu: <https://akmed.pl/modulowy-gorset-ortopedyczny-ms-t-01tiso-plus-p-2429.html>

Modułowy gorset ortopedyczny MS-T-01/TLSO PLUS



Numer katalogowy	MS-T-01/TLSO PLUS
------------------	--------------------------

Producent	Reh4Mat
-----------	----------------

Opis produktu

**JESTEŚ LEKARZEM BĄDŹ TERAPEUTĄ?
TWOI PACJENCI ŹŁE ZNOSZĄ REKOWALESCENCJĘ W TRADYCYJNYCH I NIWYGODNYCH RAMOWYCH GORSETACH JEWETTA?
SZUKASZ DLA NICH STABILNEGO, TRWAŁEGO LECZ UNIWERSALNEGO ROZWIĄZANIA?
POZNAJ NASZ INNOWACYJNY SYSTEM GORSETÓW SPINEfit, KTÓRY ZAPEWNI TWOIM PACJENTOM KOMFORT I BEZPIECZENSTWO!**

CZYM JEST MODULARNY SYSTEM GORSETÓW SPINEfit?

Gorsety serii **SPINEfit** to nowoczesne podejście do kwestii zaopatrzenia pacjenta po urazach kręgosłupa. Wprowadzeniu do produkcji tej grupy modularnych wyrobów medycznych o uniwersalnej konstrukcji, przyświecała innowacyjna zasada REH4MAT o nazwie **MiniMax (minimum wyrobu - maximum efektu)**. Gorsety te oferują niespotykaną wręcz na rynku ortopedycznym stabilizację kręgosłupa, połączoną z indywidualnym dopasowaniem dla danego pacjenta.

Gorsety **SPINEfit** doskonale przylegają całą powierzchnią do ciała użytkownika, przez co odciążają kręgosłup, skutecznie go stabilizują i nie powodują poprzez miejscowy nacisk powstawania odleżyn. Poza szynami kręgosłupowymi, wszystkie ich elementy są elastyczne, łatwo dopasowujące się do figury pacjenta oraz bardzo cienkie, co powoduje, że są wyjątkowo komfortowe w użytkowaniu.

Dodatkowo gorsety te posiadają **modułowy przyrostowy bądź ubytkowy poziom stabilizacji**, w zależności od potrzeb pacjenta i jego postępów w rekonwalescencji. Można je **dowolnie obniżyć i podwyższyć, poszerzać lub zwęzić**, a dzięki systemowi modularnemu, **rozbudowywać bądź zawężać ich konstrukcję**. Wszystkie elementy poszczególnych typów gorsetów serii **SPINEfit** pasują do siebie wzajemnie, co powoduje że można je dowolnie wymieniać.

Wyjątkowość tego rozwiązania powoduje, że nasze gorsety **SPINEfit** są naprawdę elastyczne, bardzo łatwe do regulowania i niesamowicie lekkie!

SPINEfit to najlepsze rozwiązanie dla Twojego kręgosłupa oraz dla Twojego lekarza i fizjoterapeuty, gdyż gwarantuje im oszczędność czasu, łatwość i pewność dopasowania gorsetu oraz skuteczność zaopatrzenia ortopedycznego.

W zależności od rodzaju, nasze gorsety serii **SPINEfit** przeznaczone są do stabilizacji kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i częściowo czołowej oraz odciążenia kręgosłupa w różnych jego odcinkach, odpowiednio dopasowanych do schorzenia

konkretnego pacjenta.

MS-T-01/TLSO PLUS- MODUŁOWY GORSET ORTOPEDYCZNY SPINEfit 1TLSO+

Jest to bardzo mocna ramowa orteza odcinka lędźwiowo-krzyżowego o regulowanej wysokości i regulowanym obwodzie. Zakres stabilizacji gorsetu **MS-T-01/TLSO PLUS** rozciąga się od 3 kręgu piersiowego (Th3) do 5 kręgu lędźwiowego (L5).

Jest to bardzo mocna ramowa orteza gorsetowa kręgosłupa o regulowanej wysokości i regulowanym obwodzie. Przednia część ortozy nie obejmuje klatki piersiowej, także pozwala pacjentowi na swobodne oddychanie. Tylne solidne wysoka rama metalowa bardzo skutecznie stabilizuje odcinek lędźwiowo-piersiowy kręgosłupa.

W górnej piersiowej części ramy zamontowano regulowaną pelotę wykonaną z ABS do której domontowano dwie obrotowe klamry poliamidowe połączone z podpaszkami. W środkowej części ramy wykonano otwory, do których w odpowiednich dla danego pacjenta miejscach, montuje się obrotowe klamry poliamidowe, służące jako przelotki pasów podpaszek. Do ramy tylnej w okolicy lędźwiowej zamontowano cztery elastyczne ramy boczne wykonane z ABS-u, doskonale dopasowujące się do ciała pacjenta i stabilizujące kręgosłup w płaszczyźnie bocznej.

Elementem kompresyjnym gorsetu **SPINEfit1TLSO+** jest elastyczna, doskonale dopasowująca się do ciała pacjenta orteza lędźwiowo-piersiowa, wykonana z wysokiej jakości gumy ortopedycznej **AirRubber**, wyposażona w fiszby i stalki ortopedyczne, zapięcia przednie i tylny system regulacji obwodowej.

Ostona tylnej ramy o regulowanej wysokości została wykonana z bardzo przyjaznego dla skóry surowca **ACTIV EXPANSE**. W ostonie tej dodatkowo zamontowano mechanizm regulacji obwodowej ortozy lędźwiowo-piersiowej.

Do ram bocznych gorsetu **SPINEfit 1TLSO** zamontowano obrotowe demontowalne klamry poliamidowe, które doskonale dostosowują się do figury pacjenta.

W przypadku konieczności korekty obwodu wyrobu, klamry odkręca się i przykręca w innym miejscu ramy bocznej. W uzasadnionych przypadkach zbędną część ramy bocznej i znajdującej się pod nią wyściółki można odciąć.

Do klamer obwodowych zamontowano dwustronnie szczepne zapięcia o regulowanej długości.

Do przednich pelot w dowolnym, najbardziej odpowiednim dla danego pacjenta miejscu, dopina się mocowania z klamrami poliamidowymi, służącymi do zapinania taśm obwodowych w celu uzyskania właściwego poziomu kompresji.

W odróżnieniu od **SPINEfit 1TLSO**, orteza tułowia gorsetu **SPINEfit 1TLSO+** jest **dwudzielna**, czyli posiada **dwa niezależne zapięcia przednie**, dzięki czemu kompresja dolnych i górnych partii tułowia może być dowolnie regulowana.

MS-T-01/TLSO PLUS - MODUŁOWY GORSET ORTOPEDYCZNY SPINEfit 1TLSO+ - charakteryzuje się:

1. Bardzo mocną **stabilizacją lędźwiowo-piersiową w zakresie L5-Th3**
2. **Elastyczną konstrukcją ortozy i regulowanym obwodem gorsetu**
3. **Wolną klatką piersiową** pacjenta, co ułatwia oddychanie
4. **Regulowaną wysokością ramy tylnej i elastycznych ram bocznych**
5. **Regulowaną pelotą piersiową** wykonaną z ABS wyposażoną w klamry obrotowe **z podpaszkami**.
6. **Regulowanymi klamrami obrotowymi**, montowanymi do ramy tylnej w okolicach piersiowych kręgosłupa, służącymi jako **przelotki podpaszek**.
7. **Regulowanymi przednimi pasami dociągowymi** z dwustronną funkcją samoszczepną
8. **Łatwą regulacją i komfortowymi właściwościami** użytkowania
9. Wysoką **wytrzymałością**
10. **Konstrukcją dedykowaną** dla danego pacjenta i jego schorzenia
11. Wykonaniem wg zasady **MiniMax (minimum wyrobu - maximum efektu)**.
12. **Terapią celowaną**, czyli wsparciem tylko w miejscu występowania bólu lub urazu, połączonym z pewnością unieruchomienia, dzięki czemu gorset niepotrzebnie nie ogranicza ruchów pacjentowi.

GORSET SPINEfit TLSO+ TO NOWA JAKOŚĆ W ZAOPATRZENIU ORTOPEDYCZNYM PACJENTÓW Z URAZAMI

KRĘGOSŁUPA.

Przeznaczenie

- po złamaniach w obrębie kręgosłupa (również kompresyjnych)
- po zabiegach operacyjnych (ortopedia, neurochirurgia)
- osteoporotyczne złamania kręgosłupa
- sklinowacenie kręgów
- ZZSK (choroba Bechterewa)
- choroba Scheuremanna
- choroba Parkinsona
- ostre zespoły bólowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym
- dyskopatia wielopoziomowa
- niestabilność kręgosłupa
- kręgozmyk lędźwiowego
- rwa kulszowa
- zwyrodnienia kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym i piersiowym
- zmiany nowotworowe trzonów kręgosłupa
- gruźlica kręgosłupa
- wady postawy (hiperkifoza, hiperlordoza)

Zasada MiniMax

MiniMax to nadrzędna zasada firmy REH4MAT, która skupia *maximum efektu w minimum wyrobu*. Projektując nasze wyroby, w dużej mierze skupiamy się na ich efektywności, w której, oprócz funkcjonalności, istotną rolę odgrywa wielkość wyrobu. Unikatowe konstrukcje naszych ortez zapewniają maksimum bezpieczeństwa i ochrony przy zachowaniu niewielkich gabarytów. To pozwala na ich swobodne stosowanie w obuwiu sportowym czy pod ubraniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M