

Link do produktu: <https://akmed.pl/motive-orteza-stawu-kolanowego-otwarta-p-1825.html>



## MOTIVE orteza stawu kolanowego otwarta

Numer katalogowy	<b>DRQ10C</b>
Producent	<b>Qmed</b>

### Opis produktu

#### ZASTOSOWANIE

Podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

#### CECHY PRODUKTU

- orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- wycięcie na rzepekę wykończone lamówką,
- zamknięty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

\*Pomiaru dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 1 , 2 , 3 , 4 , 5