

Link do produktu: <https://akmed.pl/motive-plus-orteza-dluga-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgięcia-p-1832.html>



MOTIVE PLUS orteza długa stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia

Numer katalogowy	-
Producent	Qmed

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

CECHY PRODUKTU

- Orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- Wycięcie na rzepkę wykooczone lamówką,
- Zamknięty dół podkolanowy,
- Boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- System poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- Kolor czarny,
- Długość 40 cm.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	1	2	3	4	5
Wysokość (cm)	36-39	40-43	44-48	49-54	55-60

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 1 , 2 , 3 , 4 , 5