

Link do produktu: <https://akmed.pl/mtape-tasma-impregnowana-tlenkiem-cynku-p-3345.html>



## Mtape taśma impregnowana tlenkiem cynku

Numer katalogowy **4008-10469**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

#### Uwaga!

**Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.**

- 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- biała, dezynfekowana taśma M-Tape charakteryzuje się
- wysoką odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- zmniejsza podrażnienia skóry
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- konkurencyjna cena

#### Wymiary

2,5 cm x 9 m  
3,8 cm x 13,7 m  
5 cm x 13,7 m

#### Ilość w kartonie

48 szt  
32 szt  
24 szt

#### Kod promocyjny

karton48  
karton32  
karton24

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (cm x cm):** 2,5 x 9 , 3,8 x 13,7 , 5 x 13,7