

Link do produktu: <https://akmed.pl/mtape-tasma-impregnowana-tlenkiem-cynku-p-3345.html>



Mtape taśma impregnowana tlenkiem cynku

Numer katalogowy **4008-10469**

Producent **Mueller**

Opis produktu

Uwaga!

Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.

- 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- biała, dezynfekowana taśma M-Tape charakteryzuje się
- wysoką odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- zmniejsza podrażnienia skóry
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- konkurencyjna cena

Wymiary

2,5 cm x 9 m
3,8 cm x 13,7 m
5 cm x 13,7 m

Ilość w kartonie

48 szt
32 szt
24 szt

Kod promocyjny

karton48
karton32
karton24

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (cm x cm): 2,5 x 9 , 3,8 x 13,7 , 5 x 13,7