

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:02

Link do produktu: <https://akmed.pl/multiroll-polwalek-terapeutyczny-togu-p-6925.html>

Multiroll - półwałek terapeutyczny TOGU®



Numer katalogowy **6950**

Producent **Togu**

Opis produktu

Półwałek Multiroll może zostać zastosowany w terapii, jak i sporcie. Dzięki wypełnieniu powietrzem idealnie dopasowuje się do leżącego. Łatwe do utrzymania w czystości, o różnych kolorach. Wykonane z wysokojakościowego Rotonu®. Stanowią świetne urozmaicenie dla codziennych planów treningowych i terapii. Wymiary: 50 cm x 7,5 cm. Maksymalne obciążenie: do 200 kg.

SCHORZENIA I PROFILAKTYKA

Choroby kardiologiczne , Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

TRENING

Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core