


Link do produktu: <https://akmed.pl/multiroll-walek-terapeutyczny-togu-50-cm-x-15-cm-p-6933.html>



## Multiroll® - wałek terapeutyczny TOGU® (50 cm x 15 cm)

Numer katalogowy **6959**

Producent **Togu**

### Opis produktu

Wałki Multiroll® mają szerokie zastosowanie w ćwiczeniach wzmacniających i równoważnych. Mogą służyć także jako podpórka terapeutyczna. Polecane do treningu sensomotorycznego i korekcji wad postawy. Jeden z najczęściej wykorzystywanych przyborów w fitness oraz w treningu przygotowania motorycznego.

Wałki Multiroll® wykonane są z wysokojakościowego Rutonu®. Posiadają zaworek do regulacji ilości powietrza wewnątrz przyboru - większa zawartość powietrza ułatwia wykonanie ćwiczeń równoważnych.

Łatwe do utrzymania w czystości. Nie ulegają trwałym odkształceniom. Komplet zawiera pompkę igłową. Kolory: czarny, srebrny.

Dostępne w różnych wymiarach:

- wałki o długości 50 cm o średnicach: 20 lub 15 cm,
- wałek o wymiarach 80cm x 18cm,
- półwałek 50 cm x 7,5 cm: gładki lub w wersji senso.

#### **SCHORZENIA I PROFILAKTYKA**

Choroby kardiologiczne , Choroby neurologiczne , Profilaktyka upadków

#### **TRENING**

Trening mentalny, joga, pilates , Trening stabilizacji kręgosłupa i stawów /trening core