

Link do produktu: <https://akmed.pl/nakladka-toaletowa-z-klapa-p-1678.html>



## Nakładka toaletowa z klapą

Numer katalogowy **AR-110/AR-115**

Producent **ARmedical**

### Opis produktu

Nakładka toaletowa z klapą przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu, szczególnie tych, które mają problem z wstawaniem i siadaniem. Idealnie nadają się dla osób starszych jak również osób z artretyzmem, po operacji biodra, które mają problem z korzystaniem ze standardowej muszli klozetowej. Nasadka ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności toaletowych.

Posiada system mocowań umożliwiający szybkie, łatwe oraz stabilne mocowanie jej na toalecie. Nakładka wykonana jest z wyprofilowanego tworzywa z powłoką łatwą w czyszczeniu i dezynfekcji. Zastosowany standard rozmiarowy umożliwia dopasowanie jej do większości toalet. Regulowane zaciski boczne gwarantują stabilne umiejscowienie nakładki na istniejącej toalecie.

Odpowiedni profil "wcięcie" w części przedniej zapewnia komfort użytkowania zarówno kobietom jak i mężczyznom. Dzięki wyposażeniu w pokrywę istnieje możliwość zamknięcia toalety w czasie gdy nie jest ona używana. Ergonomiczny kształt zapewnia komfort użytkowania.

### Parametry techniczne

<b>Parametr:</b>	<b>Model AR-110</b>	<b>Model AR-115</b>
Szerokość zewnętrzna:	36,5 cm	36,5 cm
Długość zewnętrzna:	40 cm	40 cm
Szerokość otworu:	27 cm	27 cm
Długość otworu:	30,05 cm	30,05 cm
Wysokość:	10cm	15 cm

**Dostępny kolor: biały**