

Link do produktu: <https://akmed.pl/nasadka-podwyzszajaca-z-pokrywa-podlokietnikami-regulacja-wysokosci-staly-montaz-at51204-p-6336.html>



## Nasadka podwyższająca z pokrywą, podłokietnikami, regulacją wysokości (stały montaż) - AT51204

Numer katalogowy	<b>AT51204</b>
Producent	<b>Antar</b>

### Opis produktu

**Nasadki toaletowe z pokrywą i podłokietnikami AT51204** przeznaczone są dla osób z artretyzmem, osób po operacji biodra, oraz innych, które mają problemy z przemieszczaniem się, wstawaniem i siadaniem. Nasadka posiada nowoczesny system mocowań, umożliwiający łatwe jej ustabilizowanie na toalecie. Ergonomicznie zaprojektowana powierzchnia nasadki powoduje równomierny rozkład sił nacisku na powierzchnię ciała użytkownika. Lekkie nachylenie siedziska pod kątem wymusza prawidłową postawę i zmniejsza zgięcie w stawach biodrowych i kolanowych. Nasadka toaletowa posiada dwa wycięcia w części przedniej i tylnej, które ułatwiają wykonywanie czynności higienicznych w pozycji siedzącej.

#### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- bezpieczne mocowanie do toalety na dokręcane zaciski (stabilniejsza niż na clipery)
- montaż nie wymaga narzędzi
- wyposażona w odchylane ręczki ułatwiające osobie niepełnosprawnej wstanie z toalety
- nakładka pasuje do większości sedesów, posiada także 3 stopnie regulacji wysokości

#### Dane techniczne

**Całkowita wys.** (cm): 37-59 (z podniesioną deską) cm

**Wymiary, szer. x dł.**(cm): 40(nasadka)/57 (z podłokietnikami) x 46

**Regulowana wys. siedziska** (cm): 6,10,14

**Szerokość pomiędzy górną częścią podłokietników** (cm): 47

**Waga wyrobu:** 4,2 kg

**Waga użytkownika** i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 180 kg