
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:11

Link do produktu: <https://akmed.pl/nasadka-wannowa-do-siedzenia-at51008-ca330-p-6218.html>

Nasadka wannowa do siedzenia - AT51008 (CA330)



| | |
|------------------|------------------------|
| Numer katalogowy | AT51008 (CA330) |
|------------------|------------------------|

| | |
|-----------|--------------|
| Producent | Antar |
|-----------|--------------|

Opis produktu

AT51008 (CA330) Nasadka wannowa do siedzenia

Nasadka umożliwia montaż w górnej części wanny i przebywanie użytkownika w pozycji siedzącej nad wanną. Ma charakter przenośny - łatwo ją zdemontować i przenieść w dowolne miejsce.

Szerokość/głębokość/wysokość: 70,5cm/32cm/18cm

Siedzisko: 40,5-65cm

Maksymalna masa użytkownika: 100kg