

---

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/nasadka-wannowa-do-siedzenia-at51008-ca330-p-6218.html>

## Nasadka wannowa do siedzenia - AT51008 (CA330)



Numer katalogowy	<b>AT51008 (CA330)</b>
------------------	------------------------

Producent	<b>Antar</b>
-----------	--------------

### Opis produktu

#### **AT51008 (CA330) Nasadka wannowa do siedzenia**

Nasadka umożliwia montaż w górnej części wanny i przebywanie użytkownika w pozycji siedzącej nad wanną. Ma charakter przenośny - łatwo ją zdemontować i przenieść w dowolne miejsce.

**Szerokość/głębokość/wysokość:** 70,5cm/32cm/18cm

**Siedzisko:** 40,5-65cm

**Maksymalna masa użytkownika:** 100kg