

Link do produktu: <https://akmed.pl/natychmiastowy-zimny-opatrunek-mueller-kold-mueller-p-3351.html>



## Natychmiastowy zimny opatrunek MUELLER KOLD - Mueller

Numer katalogowy **AC73-398F3**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

#### Uwaga!

**Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.**

- zimny opatrunek wysokiej jakości natychmiastowo
- uruchamiany naciskiem palców lub uderzeniem pięści
- nie potrzebuje zamrażania
- jedнокrotnego użytku
- 16 szt. opakowanie zbiorcze

Wymiary  
14 cm x 20 cm

Ilość w kartonie  
16

Kod Promocyjny  
coldpack