

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:46

Link do produktu: <https://akmed.pl/nebulizator-800d-p-7289.html>



## Nebulizator 800D

Numer katalogowy	<b>10648</b>
Producent	<b>Rehafund</b>

### Opis produktu

- nebulizator wielokrotnego użytku
- wykonany z materiału o właściwościach antystatycznych
- doskonały do podawania antybiotyków
- wysoki przepływ aerozolu skraca czas leczenia
- specjalny kształt zapobiega rozlewaniu leku
- 75% leku osadza się w płucach w cząsteczkach o wielkości 3,6 - 4,0 $\mu$
- zapewnia efektywne leczenie i pozytywne wyniki nawet przy użyciu pod kątem 450
- przepływ: 5 - 8 l/min
- pojemność: 6 cm