

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 19:53

Link do produktu: <https://akmed.pl/nebulizator-kompresyjny-p-2972.html>

Nebulizator kompresyjny



Numer katalogowy **403E**

Producent **Timago**

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- Stabilna praca
- Niewielkie wymiary i waga
- Wyposażony w uchwyt do przenoszenia

Dane techniczne:

Zasilanie AC	220±22V,50±1Hz
Wydajność	≥0,1ml/min
Max ciśnienie kompresyjne	≥0,15MPa
Max przepływ	≥10l/min
Poziom hałas	≤65dB
Wymiary	210×215×110mm
Waga	1,1kg