

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:46

Link do produktu: <https://akmed.pl/nebulizator-kompresyjny-p-2973.html>

Nebulizator kompresyjny



Numer katalogowy	403T
------------------	-------------

Producent	Timago
-----------	---------------

Opis produktu

Cechy urządzenia:

- Łatwy w obsłudze
- Wyposażony w uchwyt
- Poreczny i ergonomiczny

Dane techniczne:

Zasilanie AC	220V±10% 50Hz±1Hz max
Wydajność	0,1ml/min
Max ciśnienie kompresyjne	0,15MPa
Max przepływ	≥10l/min
Poziom hałas	≤65dB
Wymiary	195×98×160mm
Waga	1,5kg