

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:46

Link do produktu: <https://akmed.pl/nebulizator-kompresyjny-p-2974.html>

## Nebulizator kompresyjny



Numer katalogowy	<b>403M</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Timago</b>
-----------	---------------

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- Niewielkie wymiary i waga
- Nowoczesny wygląd
- Cicha i płynna praca

#### Dane techniczne:

Zasilanie AC	220±22V 50±1Hz
Wydajność	≥0,1ml/min
Max ciśnienie kompresyjne	≥0,15MPa
Max przepływ	≥10l/min
Poziom hałas	≤65dB
Wymiary	166×166×98mm
Waga	1,1kg