

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:45

Link do produktu: <https://akmed.pl/nebulizator-ultradzwiekowy-p-2975.html>



## Nebulizator ultradźwiękowy

Numer katalogowy	<b>402AI</b>
Producent	<b>Timago</b>

### Opis produktu

#### Cechy urządzenia:

- Wyposażony w alarm poziomu wody
- Wysoka wydajność pracy
- Do użytku domowego i profesjonalnego

#### Dane techniczne:

Zasilanie AC	220V+/-22V
Pobór mocy	≤50VA
Czas pracy do	60min
Odstęp w pracy	≥4h
Częstotliwość	1,7MHz+/-0,17Mhz
Wydajność	≥3ml/min
Max. poj. leku dla małego kubka	150ml
Max. poj. leku dla dużego kubka	350ml