

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:04

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowa-opaska-na-lociec-4302-p-2458.html>



Neoprenowa opaska na łokieć 4302

Numer katalogowy **4302**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Opaska wykonana jest z 3 mm neoprenu, zapinana na taśmę velcro, posiada dwie wymienne peloty przedramienne.

Zastosowanie:

profilaktyka urazów sportowych, „łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”.

Działanie:

redukcja dolegliwości bólowych.

Długość: 23 cm.

Kolor: granat.

rozmiar uniwersalny.