

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:49

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowa-opaska-podrzepkowa-4110-p-2291.html>



Neoprenowa opaska podrzepkowa 4110

Numer katalogowy **4110**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Neoprenowa opaska zapinana na taśmę velcro, z elastycznym elementem podpierającym rzepkę, szersza na podudziu dzięki czemu nie zsuwa się z nogi w trakcie aktywności fizycznej.

Zastosowanie:

choroba Osgood-Schlattera, zapalenie więzadła właściwego rzepki.

Działanie:

podparcie rzepki poprzez nacisk na więzadło właściwe rzepki.

Kolor: granat.

rozmiar uniwersalny.