

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowa-opaska-podrzepkowa-p-1716.html>



Neoprenowa opaska podrzepkowa

Numer katalogowy **SP-6640**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii NEOPRENE

- Zapewnia doskonałe podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny
- Zapewnia rozciągnięcie więzadła właściwego rzepki
- Zapewni odciążenie stawu rzepkowo-udowego
- Szczególnie polecana przy zespole rzepkowo-udowym, zapaleniu więzadła właściwego rzepki, podwichnięciu lub hipermobilności bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego.

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep pozwala na łatwe i szybkie założenie.

Rozmiar:

Uniwersalny

Przeciwwskazania:

Opaski nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.