

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowa-opaska-podrzepkowa-p-1717.html>



## Neoprenowa opaska podrzepkowa

Numer katalogowy	<b>SP-6640BC</b>
Producent	<b>Special</b>

### Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii NEOPRENE.

- Zapewnia doskonałe podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny
- Zapewnia rozciągnięcie więzadła właściwego rzepki
- Zapewni odciążenie stawu rzepkowo-udowego
- Szczególnie polecana przy zespole rzepkowo-udowym, zapaleniu więzadła właściwego rzepki, podwichnięciu lub hipermobilności bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego.

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep pozwala na łatwe i szybkie założenie.

**Rozmiar:**  
Uniwersalny

**Przeciwwskazania:**  
Opaski nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

**Sposób konserwacji:**  
Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.