

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowa-orteza-rzepki-p-1708.html>



Neoprenowa orteza rzepki

Numer katalogowy **SP-5650**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonany z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii NEOPRENE.

- Zapewnia doskonałe podparcie szczytu rzepki podczas prostowania kończyny
- Zapewnia rozciągnięcie więzadła właściwego rzepki
- Zapewni odciążenie stawu rzepekowo-udowego
- Szczególnie polecana przy zespole rzepekowo-udowym, zapaleniu więzadła właściwego rzepki, podwichnięciu lub hipermobilności bliższego stawu strzałkowo-piszczelowego

Dzięki zastosowaniu zapinania na rzep pozwala na łatwe i szybkie założenie.

Rozmiar:

Uniwersalny

Przeciwwskazania:

Ortezy nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Sposób konserwacji:

Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.