

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowa-orteza-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgięcia-wciągana-p-1726.html>



Neoprenowa orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia – wciągana

Numer katalogowy	SP-A-825
Producent	Special

Opis produktu

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- Zapobiega przeprostowi kolana
- Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana
- Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- Pierścień z masy silikonowej stanowi dodatkową ochronę rzepek
- Regulacja kąta zgięcia i wyprostu 0°-75° (co 15°)

Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkowania. Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy. Dzięki otworowi na rzepkę pozwala na zmniejszenie jej ucisku oraz kontroluje tor ruchu w stawie rzepekowo-udowym.

Dodatkowa regulacja na udzie gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy.

Rozmiar

(mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S 31,0 ÷ 33,0 cm
M 33,6 ÷ 36,2 cm
L 36,8 ÷ 39,4 cm
XL 40,0 ÷ 43,2 cm
XXL 43,8 ÷ 47,0 cm
XXXL 47,6 ÷ 51,4 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL