

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowa-orteza-stawu-kolanowego-z-regulacja-kata-zgiecia-zapinana-p-1727.html>



Neoprenowa orteza stawu kolanowego z regulacją kąta zgięcia – zapinana

Numer katalogowy **SP-A-826**

Producent **Special**

Opis produktu

Wykonana z innowacyjnego neoprenu w opatentowanej technologii **CoolMax AIRPRENE**.

- Zapobiega przeprostowi kolana
- Zapewnia doskonałą stabilizację w przypadku przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana
- Idealna przy urazach więzadeł krzyżowych (ACL lub PCL) połączonych z niestabilnością
- Zmniejsza bóle spowodowane obrzękami oraz urazami wywołanymi przeciążeniem stawu
- Dwuosiowe zawiasy boczne pracują w sposób maksymalnie zbliżony do anatomicznego ruchu stawu kolanowego
- Konstrukcja otwarta gwarantuje zmniejszenie ucisku na rzepkę oraz możliwość dopasowania ortezy w przypadku koślawości lub szpotawości stawu kolanowego
- Pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała powodując wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie, łagodzi ból, zmniejsza obrzęk i uczucie sztywności
- Regulacja kąta zgięcia i wyprostów 0o-75o (co 15o)

Dzięki otworowi (w tylnej części) w miejscu ugięcia kolana gwarantuje komfort użytkownika. Cztery niezależne rzepy mocujące dają gwarancję idealnego dopasowania ortezy. Regulacja na udzie oraz łydce gwarantuje możliwość idealnego dopasowania ortezy.

Rozmiar

(mierzyć: obwód wokół stawu kolanowego w środkowej części):

S 31,0 ÷ 33,0 cm

M 33,6 ÷ 36,2 cm

L 36,8 ÷ 39,4 cm

XL 40,0 ÷ 43,2 cm

XXL 43,8 ÷ 47,0 cm

XXXL 47,6 ÷ 51,4 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL