

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-ochraniacz-kolana-4106-p-2284.html>



Neoprenowy ochraniacz kolana 4106

Numer katalogowy	4106
Producent	Orliman

Opis produktu

Neoprenowy ochraniacz stawu kolanowego.

Zastosowanie:

Arthrosis, sytuacje wymagające utrzymania ciepła i ucisku, stany zapalne, pourazowo, proces rehabilitacji, przewlekłe dolegliwości bólowe kolana, zapalenie kaletek maziowych, profilaktycznie do prac wymagających długiego przebywania w pozycji klęcznej.

Działanie:

ucisk, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych kolana, profilaktyka urazów okolicy rzekpowej oraz bocznej i przyśrodkowej kolana.

Sporty: siatkówka, piłka ręczna.

Kolor: 4106(granat) / 5106(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepek (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , granatowy

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL