

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 22:00

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-lydki-4800-p-2306.html>



Neoprenowy ściągacz łydki 4800

Numer katalogowy **4800**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Ściągacz wykonany z 3 mm neoprenu, rozcięcie w górnej części oraz odpowiednie szycie zapewniają bardzo dobre przyleganie.

Zastosowanie:

dolegliwości mięśniowo-powięziowe, ochrona piszczeli przed urazami.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna.

Kolor: 4800(granat) / 5800(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4
Obwód łydki (cm)	27-29	29-32	32-35	35-39

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , granatowy

Rozmiar: L , M , S , XS