

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 10:39

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-na-lokiec-4300-p-2456.html>



Neoprenowy ściągacz na łokieć 4300

Numer katalogowy **4300**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Ściągacz wykonany z 3 mm neoprenu, odpowiednio uszyty tak by nie zsuwał się i dobrze przylegał do ciała.

Zastosowanie:

profilaktyka urazów sportowych.

Działanie:

ucisk, stabilizacja, izolacja cieplna, redukcja dolegliwości bólowych, ochrona przed urazami.

Długość: 22 cm.

Kolor: 4300(granat) / 5300(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód wokół łokcia (cm)	21-24	24-26	26-29	29-32	32-35

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS

Kolor: beżowy , granatowy