

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-na-lokiec-4301-p-2457.html>



Neoprenowy ściągacz na łokieć 4301

Numer katalogowy **4301**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Ściągacz wykonany jest z 3 mm neoprenu, odpowiednio uszyty tak by nie zsuwał się i dobrze przylegał do ciała, posiada taśmę dociągową oraz wymienne dwa rodzaje pelot przedramiennych.

Zastosowanie:

„łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”.

Działanie:

ucisk, stabilizacja, izolacja cieplna, redukcja dolegliwości bólowych, ochrona przed urazami.

Długość: 23 cm.

Kolor: 4301(granat) / 5301(beż).

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód wokół łokcia (cm)	21-24	24-26	26-29	29-32	32-35

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS

Kolor: beżowy , granatowy