

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-na-lokiec-4301-p-2457.html>



## Neoprenowy ściągacz na łokieć 4301

Numer katalogowy **4301**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Ściągacz wykonany jest z 3 mm neoprenu, odpowiednio uszyty tak by nie zsuwał się i dobrze przylegał do ciała, posiada taśmę dociągową oraz wymienne dwa rodzaje pelot przedramiennych.

**Zastosowanie:**

„łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”.

**Działanie:**

ucisk, stabilizacja, izolacja cieplna, redukcja dolegliwości bólowych, ochrona przed urazami.

**Długość:** 23 cm.

**Kolor:** 4301(granat) / 5301(beż).

**Tabela - rozmiary:**

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5
Obwód wokół łokcia (cm)	21-24	24-26	26-29	29-32	32-35

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS

**Kolor:** beżowy , granatowy