
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 21:22

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-nadgarstka-4600-p-2216.html>



Neoprenowy ściągacz nadgarstka 4600

Numer katalogowy	4600
------------------	-------------

Producent	Orliman
-----------	----------------

Opis produktu

Jednomiarowy 3 mm neoprenowy stabilizator nadgarstka z wewnętrzną taśmą dociągową pozwalającą na łatwą regulację siły przez użytkownika.

Zastosowanie:

profilaktyka przeciążeń i urazów nadgarstka, poprawa siły chwytnej dłoni, profilaktycznie podczas aktywności sportowej, podczas prac fizycznych.

Kolor: granat.

rozmiar uniwersalny.