

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-nadgarstka-z-ujeciem-kciuka-4603-p-2219.html>



Neoprenowy ściągacz nadgarstka z ujęciem kciuka 4603

Numer katalogowy	4603
------------------	-------------

Producent	Orliman
-----------	----------------

Opis produktu

Ściągacz wykonany z 2 mm neoprenu, owijany z ujęciem kciuka, uniwersalny na prawą i lewą rękę.

Zastosowanie:

lekkie niestabilności, profilaktycznie podczas aktywności sportowej, podczas prac fizycznych.

Kolor: granat.

rozmiar uniwersalny.