

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-nadgarstka-z-ujeciem-kciuka-4603-p-2219.html>



## Neoprenowy ściągacz nadgarstka z ujęciem kciuka 4603

Numer katalogowy	<b>4603</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Orliman</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

Ściągacz wykonany z 2 mm neoprenu, owijany z ujęciem kciuka, uniwersalny na prawą i lewą rękę.

**Zastosowanie:**

lekkie niestabilności, profilaktycznie podczas aktywności sportowej, podczas prac fizycznych.

**Kolor:** granat.

rozmiar uniwersalny.