

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 16:55

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-stawu-lokciowego-4304-p-2460.html>



Neoprenowy ściągacz stawu łokciowego 4304

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 4304 |
| Producent | Orliman |

Opis produktu

Jednorozmiarowy ściągacz łokcia wykonany z 2 mm materiału typu astrakham, z możliwością płynnej regulacji obwodu i ucisku, łatwy w dopasowaniu i zakładaniu.

Zastosowanie:

zapewnia odpowiednie podparcie podczas uprawiania sportu.

Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, dokładne przyleganie.

Kolor: granat.

rozmiar uniwersalny.