

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/neoprenowy-sciagacz-stawu-lokciowego-4304-p-2460.html>



## Neoprenowy ściągacz stawu łokciowego 4304

Numer katalogowy	<b>4304</b>
Producent	<b>Orliman</b>

### Opis produktu

Jednorozmiarowy ściągacz łokcia wykonany z 2 mm materiału typu astrakham, z możliwością płynnej regulacji obwodu i ucisku, łatwy w dopasowaniu i zakładaniu.

**Zastosowanie:**

zapewnia odpowiednie podparcie podczas uprawiania sportu.

**Działanie:**

ucisk, izolacja cieplna, dokładne przyleganie.

**Kolor:** granat.

rozmiar uniwersalny.